



MyEasyOptic

INSTALLATION SESAM-VITALE SOUS MAC OS X

1


Télécharger le programme

> Télécharger le programme Vitale Installer à l'adresse suivante :


<http://www.myeasyoptic.com/vitale>

> Cliquer sur le **programme Mac de lecture carte Vitale** « Vitale Installer.dmg ».


Cela va monter une image virtuelle et faire apparaître une nouvelle icône sur le bureau (Cartes vitales) :




> Cliquer sur cette nouvelle icône :



> Dans la fenêtre qui s'est ouverte, cliquer sur l'icône « **Vitale Installer.mpkg** ».



> Cliquer sur « **Continuer** » :



2

Installer le programme

> Puis, cliquer sur « **Installer** » :



> Taper le mot de passe administrateur de l'ordinateur pour permettre l'installation du programme.



> Enfin, l'installation est terminée, cliquer sur « **Fermer** » :



3

Si vous rencontrez un problème...

> En cas de non détection du lecteur, veuillez lancer le programme **LCVdetect** qui se trouve dans « **Applications** » :



> Dans la fenêtre qui s'est ouverte, il doit y avoir quelque chose comme « **/dev/cu.usbmodemfa131** ». Enfin cliquer sur « **Quit** » :

