

M Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Interface Winfit

MyEasyOptic



Manuel d'utilisation : Interface Winfit

Prérequis :

MyEasyLocalService en version **1.27** minimum

Paramétrage dans Winfit :

Bien vérifier le chemin d'accès au fichier pour l'import automatique (le rajouter si nécessaire).

The screenshot shows the Winfit software interface with the 'Options' menu selected. The 'Paramètres de la base de données' section is visible, showing the configuration for the 'B2bOptic' interface. The 'Chemin' field is set to 'C:\WinFit\DFUE\'. The 'Programme et paramètres' field is set to '*.*xml'. The 'Exp.' field is empty. The 'Imp.' field is set to 'mdmfact.d'. The 'DNEye Scanner' checkbox is checked.

Interface	Chemin	Exp.	Imp.
1. Rodenstock MD...	c:\winfit\dfue\		mdmfact.d
2. B2bOptic	C:\WinFit\DFUE\		*.*xml
3. [Empty]			

Utilisation :

Dans le dossier, choisir des verres Rodenstock (ROD), puis cliquer sur le bouton  pour ouvrir le logiciel Winfit



Le logiciel se charge :



Puis est automatiquement importé dans « Gestion de commandes »

