

# Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Fiche optométrique

VERSION 1.2024.5

MyEasyOptic



## SOMMAIRE


<b>I. Création d'une fiche optométrique</b>	<b>3</b>
<b>II. Présentation de la nouvelle visite</b>	<b>3</b>
<b>A. Informations de la visite</b>	<b>4</b>
<b>B. Quatre volets d'examens</b>	<b>5</b>
1. Les examens optométriques	5
2. Les examens binoculaires	7
3. L'adaptation lentilles	7
4. L'anamnèse	7
<b>C. La facturation</b>	<b>8</b>
<b>D. Transformation en devis</b>	<b>9</b>
<b>III. Dans l'historique des visites</b>	<b>10</b>

Une nouvelle option payante vous est proposée pour ajouter la fiche optométrique dans le logiciel. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rapprocher du service commercial.

L'optométrie y est traitée comme un nouveau type de visite.

## I. Création d'une fiche optométrique

Pour créer fiche optométrique, il vous suffit donc de vous rendre dans une fiche client et de créer une nouvelle visite (+) en lui donnant le type Optométrie :



## II. Présentation de la nouvelle visite

La visite Optométrie se décompose en plusieurs parties :

- une partie informations générales,
- une partie données d'examen comportant plusieurs onglets,
- une partie facturation,
- et deux boutons de transformation en vente.

Visite + - ... 1/2 >

**Optométrie** Documents (0)

Optométrie **Écart & DIP** **Ordonnance**

1 09/07/2024 N° Facture AV **Enfant**

Acte

VL OD VL OG Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° Insee Clé 15

VP OD VP OG Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

DIP OD DIP OG Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

2 **Examens optométriques** Examens binoculaires Adaptation lentilles Anamnèse

**Kératométrie**

Oeil Droit Oeil Gauche

Auto  Horz.  Vert.  Axe  K moy. Auto  Horz.  Vert.  Axe  K moy.

Manu  Horz.  Vert.  Axe  K moy. Manu  Horz.  Vert.  Axe  K moy.

**Réfractométrie objective**

Oeil Droit Oeil Gauche

Auto  Sph.  Cyl.  Axe Auto  Sph.  Cyl.  Axe

Rétinoscopie  Sph.  Cyl.  Axe Rétinoscopie  Sph.  Cyl.  Axe

**Réfractométrie subjective** \*Valeurs récupérées lors de la transformation en devis

Oeil Droit Oeil Gauche

Monoculaire  Sph.  Cyl.  Axe  Add Monoculaire  Sph.  Cyl.  Axe  Add

Binoculaire\*  Sph.  Cyl.  Axe  Add Binoculaire\*  Sph.  Cyl.  Axe  Add

Observations

Divers

Divers n°1  Divers n°2  Divers n°3  **0,00**

3 **Totaux**

Brut	Remise	Net	Règlement	Dû client
0,00	- MAN  0,00	= 0,00	0,00	= 0,00

4

## A. Informations de la visite

Optométrie **Écart & DIP** **Ordonnance**

08/07/2024 N° Facture AV **Adulte**

Acte

VL OD VL OG Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° INAMI Clé 15

VP OD VP OG Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

DIP OD DIP OG Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

Outre les informations classiques d'une visite (date, numéro de facture, catégorie d'âge, possibilité de créer un avoir) et la partie Ordonnance, on y trouve un encart pour renseigner les écarts et distances pupillaires.

**Écart & DIP**

VL OD VL OG

VP OD VP OG

DIP OD DIP OG


En cas de transformation de l'examen en devis optique ou lentilles, les données Ordonnance sont reportées sur le devis ; les écarts ne sont reportés que sur devis optique.

## B. Quatre volets d'exams

Vous disposez de quatre onglets pour renseigner jusqu'à quatre différents volets d'examen. Chaque onglet possède sa propre partie Observations, à remplir librement.

Observations 

Cliquez sur le bouton  pour ouvrir l'observation en grand, avec mise en forme :



### 1. Les examens optométriques


Examens optométriques	Examens binoculaires	Adaptation lentilles	Anamnèse
<b>Kératométrie</b>			
<b>Oeil Droit</b> 		<b>Oeil Gauche</b> 	
Auto <input type="text" value="Horz."/> <input type="text" value="Vert."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="K moy."/> 		Auto <input type="text" value="Horz."/> <input type="text" value="Vert."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="K moy."/> 	
Manu <input type="text" value="Horz."/> <input type="text" value="Vert."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="K moy."/> 		Manu <input type="text" value="Horz."/> <input type="text" value="Vert."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="K moy."/> 	
<b>Réfractométrie objective</b>			
<b>Oeil Droit</b> 		<b>Oeil Gauche</b> 	
Auto <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/>		Auto <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/>	
Rétinoscopie <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/>		Rétinoscopie <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/>	
<b>Réfractométrie subjective</b> <small>*Valeurs récupérées lors de la transformation en devis</small>			
<b>Oeil Droit</b> 		<b>Oeil Gauche</b> 	
Monoculaire <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="Add"/>		Monoculaire <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="Add"/>	
Binoculaire* <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="Add"/>		Binoculaire* <input type="text" value="Sph."/> <input type="text" value="Cyl."/> <input type="text" value="Axe"/> <input type="text" value="Add"/>	

Pour chaque section, vous avez la possibilité de copier les valeurs saisies pour l'Oeil Droit vers l'Oeil Gauche avant de les ajuster éventuellement. La copie se fait, comme dans les autres types de visite, à l'aide de la flèche verte :




Pour la kératométrie, vous pouvez saisir les trois valeurs manuelles en millimètres pour les mesures horizontales, verticales et axiales, le logiciel fera la moyenne et les affichera en dioptries.

Pour cela, cliquez sur le bouton  sur la ligne manuelle. Une fenêtre s'ouvre :



Saisissez les mesures en millimètres, puis validez.



Les moyennes seront reportées dans la ligne Manuelle :




Passez la souris sur l'un des champs pour voir le résultat en dioptries :



Si vous souhaitez réinitialiser la saisie d'un bloc, cliquez sur le bouton  en fin de ligne de titre :



Les valeurs de la réfractométrie subjective binoculaire, notées par un astérisque, sera reportée lors de la transformation en devis.





## 2. Les examens binoculaires

La saisie des données de la vision binoculaire se fait dans cet onglet.

Examens optométriques	Examens binoculaires	Adaptation lentilles	Anamnèse
<b>Pression intraoculaire</b> Min. <input type="text"/> Max. <input type="text"/> Moy. <input type="text"/>	<b>Accommodation</b> AC/A <input type="text"/> /1 Flexibilité <input type="text"/> cycl/m	<b>Vergence de loin</b> Base Int. <input type="text"/> / <input type="text"/> Base Ext. <input type="text"/> / <input type="text"/> Verticale. <input type="text"/> / <input type="text"/>	
<b>Phorie de loin</b> Horizontale <input type="text"/> Δ <input type="text"/> Verticale <input type="text"/> Δ <input type="text"/>	<b>Cover Test</b> Loin <input type="text"/> Près <input type="text"/>	<b>Vergence de près</b> Base Int. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Base Ext. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
<b>Phorie de près</b> Horizontale <input type="text"/> Δ <input type="text"/>	<b>Vision des couleurs</b> <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Chromatopsie		
<b>Motricité</b>  Saccadique <input type="text"/>	<b>Autres informations</b> Oeil dominant. <input type="text"/> Stéréoscopie <input type="text"/> PPC <input type="text"/> cm Pupiles <input type="text"/>		

## 3. L'adaptation lentilles

Pour les clients porteurs de lentilles.

Examens optométriques	Examens binoculaires	Adaptation lentilles	Anamnèse
			
Fréquence de cillement <input type="radio"/> Lent <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Fréquent		Fréquence de cillement <input type="radio"/> Lent <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Fréquent	
Amplitude de cillement <input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Incompl.		Amplitude de cillement <input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Incompl.	
Tonus palpebral <input type="radio"/> Fort <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Faible		Tonus palpebral <input type="radio"/> Fort <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Faible	
Réaction pupillaire <input type="radio"/> Rapide <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Lente		Réaction pupillaire <input type="radio"/> Rapide <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Lente	
Sécrétion lacrimale <input type="text"/> mm.		Sécrétion lacrimale <input type="text"/> mm.	
B.U.T. <input type="text"/> sec.		B.U.T. <input type="text"/> sec.	
État des paupières <input type="text"/>		État des paupières <input type="text"/>	

## 4. L'anamnèse

Examens optométriques	Examens binoculaires	Adaptation lentilles	Anamnèse
<b>Lentilles précédentes</b> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Rigides <input type="radio"/> Souples <input type="radio"/> Succès <input type="radio"/> Sans succès			
Motivation	<input type="text"/>		
Profession	<input type="text"/>		
Sport/hobby	<input type="text"/>		
Médicaments	<input type="text"/>		
Allergies	<input type="text"/>		
Référé par	<input type="text"/>		
Autres	<input type="text"/>		

### C. La facturation

Si vous souhaitez facturer les examens de vue, il vous faudra saisir un service en Divers. Pour cela, cliquez sur le bouton  dans la ligne des Divers pour ouvrir la boîte de dialogue permettant la saisie :




Saisissez un libellé dans le champ « Modèle » et un prix unitaire, puis validez la ligne  .



La ligne est alors reportée dans le tableau :



Validez votre sélection (  ) : les totaux sont mis à jour.



Vous avez la possibilité de lui appliquer une remise, comme pour les autres articles et services.

Une fois la visite facturée, tous les champs passent en non modifiables, hormis les Observations.

Astuce : Si vous souhaitez facturer votre examen, vous pouvez sinon créer un article « Examen optométrique » non déstockable, afin de pouvoir l'appeler depuis les Divers.

Pour cela, faites une entrée en stock, puis dans Mes Articles ouvrez le détail et cochez « Non déstockable » dans l'onglet Général.

Dans vos visites Optométriques, après avoir ouvert la liste des Divers, vous pourrez retrouver votre « article » en passant par la sélection d'articles (nce ...):

#### D. Transformation en devis

Vous avez la possibilité de créer un devis à partir de votre fiche optométrique, c'est-à-dire créer une nouvelle vente optique  ou lentille  qui capitalise sur les données recueillies.

Exemple d'une transformation en devis Optique :



Les données Ordonnances et les écarts sont automatiquement dans la nouvelle visite.

reportés

**Devis** 09/07/2024  Acte  Adulte

**Ordonnance** 24/06/2024  FRA FRAISIER 22222222 6 15

Œil Droit +3,50 Cyl. Axe Add. Ac. ✓  
 Œil Gauche +3,00 Cyl. Axe Add. Ac. ✓

**Équipement** vendu par Laure B

Type Équipement **Ecarts & Hauteurs** Suivi & Traçabilité Observations

NO - Nouvelle Ordonnance 63,0 65,0  
 VL - Vision de loin VP OD VP OG

Monture : Non commandée  
 Verres : Non commandés  
 Montage : Non planifié  
 Livr. : Prévenir

### III. Dans l'historique des visites

Dans l'historique des visites, la fiche optométrique apparaît avec un type « E » :

**Historique des visites**

Zzzz ZZZZ client depuis le 13/11/2023

Téléphone domicile :  
 Téléphone mobile :  
 N°Sécu :

Total reste dû client : **30,00**  
 Total attente RO : 0,00  
 Total attente RC : 0,00  
 Solde avoir(s) : 0,00

**Mes ventes** Mes devis

Visite Audio, Avoir Manuel, Lentille Infos TP Corrections 1/1

Date	T	Montant	Télétrans	Corrections	À charge	Dû client
09/07/2024	E	30,00	OD : +3,25 / OG : +3,00		30,00	30,00
1 dossier(s)		30,00			30,00	30,00

Équipement vendu par DLaurent 1/1

Le 09/07/2024 n° 2700 ordonnance du 24/06/2024 par FRAISIER

**Article 1** SERVICE Examen optométrique 30,00

Informations à copier

Date d'acte souhaitée :   Date d'acte

**copier** **consulter** **annuler**